

Integritätstestgerät BECO® Control Mini



Das Integritätstestgerät BECO Control Mini aus der Eaton's Begerow Product Line erleichtert die Durchführung von Integritätstests. Durch die sehr präzise Messung des Druckabfalls während der Testzeit erfolgt eine genaue Bestimmung der Diffusionsrate in ml/min. Am Ende des Integritätstests zeigt das Messgerät an, ob die Messung positiv oder negativ verlaufen ist. Jeder durchgeführte Test wird gespeichert und lässt sich über das Display, anzeigen und zudem per Datenkabel am PC/Laptop (Version < Windows 7) speichern, so dass diese Werte dokumentierbar sind.

Durch die Eingabe eigener Filterdaten können mit diesem Messgerät beliebige Kerzenfilter- bzw. Filterlinien getestet werden. Hierzu stehen 19 programmierbare Testprogramme zur Verfügung.

Eingabewerte, einmalige Eingabe:

- Porenweite
- Zulässige Diffusionsrate/Kerze
- Testdruck
- Kerzenanzahl
- Filtervolumen
- Stabilisierung
- Testdauer

Nutzen

- Exakte, reproduzierbare Messwerte
- Portabler Einsatz
- Leichte Bedienbarkeit
- Zuverlässige Dokumentation

Vorteile

- Hohe Messgenauigkeit des Drucksensors und permanente Fehlerdiagnose
- Menügesteuerte Benutzerführung
- Hohe Speicherkapazität und anwendungsfreundlichen Datentransfer
- Gekapselte, Spritzwasser geschützte Bauweise (IP 64)



Integritätstestgerät BECO Control Mini mit Anschlusseinheit

Zubehör Integritätstestgerät BECO Control Mini

Artikelnummer	Beschreibung
BJTG1D20	Control Mini
BJTG1025	Anschlusseinheit Control Mini
BJTG3D26	Rectus-Kupplung mit Überwurfmuttern

Zentrale Nordamerika

44 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 07724
Gebührenfrei: 800 656-3344
(nur innerhalb Nordamerikas)
Tel.: +1 732 212-4700

Europa/Afrika/Naher Osten

Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Deutschland
Tel.: +49 2486 809-0

Internormen Product Line

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Deutschland
Tel.: +49 6205 2094-0

Begerow Product Line

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim,
Deutschland
Tel.: +49 6704 204-0

Brasilien

Av. Julia Gaioli, 474 - Bonsucesso
07251-500 - Guarulhos
Brasilien
Tel.: +55 11 2465 8822

China

No. 7 Lane 280 Linhong Road,
Changning District,
Shanghai 200335, China
Tel.: +86 21 5200 0422

Singapur

4 Loyang Lane #04-01/02
Singapur 508914
Tel.: +65 6825 1668

Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns bitte per E-Mail unter
filtration@eaton.com. Eine vollständige
Liste aller Filterprodukte von Eaton finden
Sie online unter eaton.com/filtration

Nicht alle Produkte der Eaton's Begerow
Product Line sind in allen Regionen
verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihre
lokale Eaton Niederlassung, um die
Verfügbarkeit zu ermitteln.

© 2012 Eaton Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Handelsmarken und eingetragenen
Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen
Unternehmen.

Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Informa-
tionen und Empfehlungen hinsichtlich der Verwen-
dung der hierin beschriebenen Produkte basieren
auf Prüfungen, die als zuverlässig angesehen
werden. Dennoch obliegt es der Verantwortung des
Benutzers, die Eignung dieser Produkte für seine
eigene Anwendung festzustellen. Da die konkrete
Verwendung durch Dritte außerhalb unseres Ein-
flussbereiches liegt, übernimmt Eaton keinerlei
ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung
für die Auswirkungen einer solchen Verwendung
oder die dadurch erzielbaren Ergebnisse. Eaton
übernimmt keinerlei Haftung in Zusammenhang mit
der Verwendung dieser Produkte durch Dritte. Die
hierin enthaltenen Informationen sind nicht als
absolut vollständig anzusehen, da weitere Informa-
tionen notwendig oder wünschenswert sein können,
falls spezifische oder außergewöhnliche Umstände
vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden
Gesetzen oder behördlichen Bestimmungen.



Powering Business Worldwide